








藍牙血壓計規格比較表

北市衛器廣字第109100056號

| 型號 | JPN710T | JPN616T | JPN610T | HEM-7157T-AP | HEM-7600T | HEM-7280T-AP | HEM-6232T |
|------------|---|---|--|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要特色 | APP發家人週報與量測服藥提醒 雙螢幕比較偵測早晨高血壓 | APP發家人週報與量測服藥提醒 雙人使用分別用手機紀錄 | APP發家人週報與量測服藥提醒 ML尺寸硬式壓脈帶輕鬆穿戴 | APP發家人週報與量測服藥提醒 還可下載PDF血壓月報 | 一體成型·藍牙APP管理 360°正戴反戴一樣準確 | 藍牙連線·APP智慧管理 背光螢幕數值顯示更清晰 | 日本製藍牙APP管理 可偵測早晨高血壓 |
| 血壓計類別 | 上臂式 | 上臂式 | 上臂式 | 上臂式 | 上臂式 | 上臂式 | 手腕式 |
| 壓脈帶型式 | ML硬式壓脈帶 | ML硬式壓脈帶 | ML硬式壓脈帶 | 軟式壓脈帶 | 硬式 Fit Cuff (一體成型) | 寬版 Fan Cuff | 軟式壓脈帶 |
| 適用臂圍/手腕圍 | 22~42cm | 22~42cm | 22~42cm | 22~32cm | 22~42cm | 22~42cm | 13.5~21.5cm |
| 藍牙傳輸/上傳集點 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雙螢幕前後紀錄比 | ● | - | - | - | - | - | - |
| 記憶組數 | 100組 x 2人 | 100組 x 2人 | 100組 x 1人 | 100組 x 1人 | 100組 (僅內存無顯示) | 100組 x 2人 | 100組 x 2人 |
| 壓脈帶著裝確認 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 測量高度指引功能 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 早晨高血壓檢測 | ● | - | - | - | - | ● | ● |
| 早晨血壓平均值 | ● | - | - | - | - | ● | ● |
| 週間/夜間平均值 | ● | - | - | - | - | ● | - |
| 不規則脈波檢測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 身體晃動檢測 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 高血壓警示 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 十分鐘內三次平均值 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 時間顯示 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 重新測量建議提示 | - | - | - | - | ● | - | - |
| 收納方式 | 軟袋收納 | 軟袋收納 | 軟袋收納 | 軟袋收納 | 軟袋收納 | 軟袋收納 | 硬盒收納 |
| 電池 | AA x 4顆 | AA x 4顆 | AA x 4顆 | AA x 4顆 | AAA x 4顆 | AA x 4顆 | AAA x 2顆 |
| 變壓器 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 無 | 選購 | 無 |
| 產地 | 日本 | 日本 | 日本 | 越南 | 日本 | 越南 | 日本 |
| 外型尺寸 | 191×85×120mm | 105×85×152mm | 105×85×152mm | 105×85×152mm | 120×85×20mm | 116 x 86 x 145mm | 約91×63.4×13.4mm |
| 主機重量(不含電池) | 約460克 | 約340克 | 約340克 | 約340克 | 約240g | 約365g | 約90g |
| 許可字號 | 衛部醫器 輸字第033941號 | 衛部醫器 輸字第033942號 | 衛部醫器 輸字第033943號 | 衛部醫器 輸字第033753號 | 衛部醫器 輸字第030424號 | 衛部醫器 輸字第028602號 | 衛部醫器 輸字第032093號 |