


歐姆龍低週波治療器產品功能比較表

北市衛器廣字第110100064號

型號	HV-F013	HV-F311	HV-F021-W/PK	HV-F128	HV-F127
					
	衛部醫器陸輸字第000983號	衛部醫器輸字第030871號	衛部醫器輸字第029341號	衛署醫器輸字第018536號	衛署醫器輸字第018536號
商品特色	舒緩疼痛及生理痛模式 有效舒緩各種肌肉疼痛 (例如: 過度使用手機、滑鼠而導致的肌 腱炎、落枕、生理痛)	溫熱與電療的雙效合一 適合 長期的慢性疼痛 復健治療	隨身型輕巧低週波 隨時隨地使用 在辦公室也能舒緩肌肉痠痛	舒緩深部的肌肉疼痛與痠痛	舒緩深部的肌肉疼痛與痠痛
頻率	1~108Hz	0.7~1200Hz	1~238Hz	1~1200Hz	1~1200Hz
強弱調整	10段	20段	15段	10段	10段
特色療程	-	溫熱治療功能	-	緩慢, 舒暢	舒暢
部位療程	(5種) 手臂, 肩膀, 腰, 腳底, 小腿肚	(6種) 肩膀, 腰, 手臂, 關節, 小腿肚, 腳底	(6種) 肩膀, 腰, 手臂, 關節, 小腿肚, 腳底	(6種) 肩膀, 腰, 手臂, 關節, 小腿肚, 腳底	(4種) 肩膀, 腰, 小腿肚, 腳底
按摩療程	(2種) 揉捏, 舒緩疼痛及生理痛模式	(3種) 敲打, 揉捏, 按壓	(3種) 敲打, 揉捏, 按壓	(4種) 拍打, 揉捏, 按壓, 輕撫	(4種) 拍打, 揉捏, 按壓, 輕撫
進階模式	-	深部治療	-	(5種) 超高, 柔和, 反覆, 點面, 紅白側	(4種) 柔和, 反覆, 點面, 紅白側
貼片	2	2	2	2	2
尺寸	75×70×22mm	165 x 17 x 30.5mm	112 x 52 x 25mm	199 x 60 x 21mm	154 x 60 x 21mm
重量	75g(含電池)	220g(含電池)	100g(含電池)	155g(含電池)	120g(含電池)
收納	-	有	-	軟袋	軟袋
螢幕	-	有	有	有	-
電池	AAA x 2	充電式	AAA x 2	AAA x 2	AAA x 2
產地	日本	日本	日本	日本	日本